

II Seminário
Hospitais Saudáveis – SHS 2009

Saúde Livre de Mercúrio
Case: Hospital Geral de Pedreira

Sílvia Viviani

Eng^a de Gestão Integrada

Outubro 2009

CONHECENDO O HGP

- Parceria entre a SES/SP e ACSC;
- Nível secundário de complexidade;
- Assistência exclusiva aos usuários do SUS;
- Atuação: Pedreira, Campo Grande e Cidade Ademar;



HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA - OSS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA

REALIZAÇÕES DO HGP



260
Leitos



2.101
Colaboradores



293.531
Atendimentos
no PS



232.893
Atendimentos
Ambulatoriais



6.014
Cirurgias



631.749
Exames
laboratoriais



3.138
Partos



15.219
Internações

SAÚDE LIVRE DO MERCÚRIO

Convocação

12/09/2006

MTE

Utilização e planejamento
de substituição de
aparelhos e equipamentos
contendo mercúrio usados
na área hospitalar

II INQUÉRITO SOBRE USO DE APARELHOS COM MERCÚRIO

ITEM II – TIPOS DE APARELHOS DE MEDIÇÃO EM USO NO ESTABELECIMENTO

- Termômetros com coluna de mercúrio: 466 unid.
- Termômetros digitais: 20 unid.
- Esfigmomanômetros com coluna de mercúrio: 45 unid.
- Esfigmomanômetros sem mercúrio: 20 unid.
- Manutenção dos equipamentos: 02 empresas prestadoras de serviço.

SAÚDE LIVRE DO MERCÚRIO

2ª Reunião

26/09/2006

Apresentação do
cronograma de
substituição dos aparelhos
com mercúrio

- Esfigmomanômetros → Até 30/10/06
- Termômetros Clínicos → Até 30/11/06
- Termômetros de Geladeira → Até 30/12/06

DIFICULDADES X MELHORIAS

- Especificar esfigmomanômetros compatível com a realidade do Hospital.

QUALIDADE

CALIBRAÇÃO

PREÇO ACESSÍVEL

Marca
Missouri

- Calibração Anual.
- Dependência menor de serviços terceirizados.

DIFICULDADES X MELHORIAS

- Especificar termômetro clínico digital que permitisse calibração.

LAUDO RASTREÁVEL RBC
Rede Brasileira de Calibração

BD
ICOTERM

CUSTO ACIMA DO ESTIMADO
NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO ACORDADO

- Toda equipe de enfermagem recebe um termômetro novo e calibrado na admissão. Ao final de 02 anos ou da carga da bateria os mesmos são substituídos.

DIFICULDADES X MELHORIAS

- Termômetro digital nas Geladeiras de Vacina, não foi aceito pela Vigilância Sanitária.

SUBSTITUIÇÃO POR CÂMARA DE VACINA

CUSTO NÃO PREVISTO
NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO ACORDADO

- Para estabilização de temperatura nas geladeiras convencionais adotou-se colocar sensor do termômetro digital em solução de aquosa, para estabilização de temperatura.

SAÚDE LIVRE DO MERCÚRIO

BENEFÍCIOS:

- Não exposição ocupacional à agente tóxico;
- Redução de custos com exames médicos específicos (monitoramento biológico);
- Redução dos custos com serviços terceirizados;
- Redução da probabilidade de exposição à acidente de trabalho e doença ocupacional.
- Eliminação do risco ao paciente.

SAÚDE LIVRE DO MERCÚRIO

Março de 2007: Visita do Auditor Fiscal do MTE.

03 de maio de 2007

Jornada da eliminação do uso de aparelhos
com mercúrio.

MENÇÃO HONROSA

Pela eliminação do uso de aparelhos contendo
mercúrio na área hospitalar.

OBRI GADA !

Sílvia Viviani

silvia.viviani@pedreira.org.br

11- 5613 5900 / ramal: 4916